



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Chasis de Separador Henly

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Chasis de Separador Henly

**SKU** RM-HRF-6CM-1

**\$124 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN            | SKU / DETALLES                                                                            | PRECIO (USD) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Henly Retractor Frame      | Capacidad de apertura de 6 cm, chasis con cremallera y anillos, zócalo para valva central | \$124        |
| Funda / Caja de protección | Embalaje de tránsito individual                                                           | \$124        |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Chasis de Separador Henly es una estructura base para separadores autoestáticos diseñada específicamente para ofrecer una exposición confiable y multidireccional de tejidos blandos durante cirugías vasculares, generales y ortopédicas. Construido para alojar accesorios de valvas centrales y laterales modulares, este marco mecánico permite a los cirujanos convertir una separación lateral estándar de dos brazos en un acceso quirúrgico integral de tres vías sin necesidad de manos asistentes.

Fabricado bajo estándares clínicos de infraestructura quirúrgica, esta configuración del Chasis de Separador Henly presenta una capacidad de apertura máxima de 6 cm (60 mm de ancho total de separación de brazos, \$124) que se adapta a diversas dimensiones de la herida. El conjunto del mango incorpora un diseño de doble anillo con engranajes de cremallera de bloqueo multiposición integrados que mantienen la tensión de retracción de forma automática y continua. La barra transversal central integrada admite valvas centrales intercambiables, garantizando una estabilidad rígida durante disecciones vasculares delicadas.

Mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de calidad premium con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Chasis de Separador Henly para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, un deslizamiento suave de los engranajes mecánicos y una durabilidad completa en autoclave para quirófanos de todo el mundo.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest