



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Эбонизированный латеральный влагалищный
ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Эбонизированный латеральный вагинальный ретрактор

SKU RM-LEVR-63-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Эбонизированный латеральный вагинальный ретрактор	Размер 6.3 см, лазеробезопасная эбонизированная бранша · Количество: 1	\$79
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эбонизированный латеральный вагинальный ретрактор — это специализированный гинекологический хирургический инструмент, разработанный специально для безопасной ретракции боковых стенок влагалища во время лазерной хирургии и электрохирургических процедур. Благодаря нерелефторному черному эбонизированному покрытию, ретрактор поглощает рассеянное лазерное излучение и исключает отражение луча, защищая окружающую здоровую слизистую оболочку влагалища от случайного термического повреждения.

Созданный для обеспечения безопасности и долговечности, данный Lateral Ebonized Vaginal Retractor имеет стандартный хирургический размер 6.3 см. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса. Комбинированная отделка поверхности включает в себя зеркально отполированные рукоятки и лазеробезопасный эбонизированный рабочий слой, устойчивый к высокотемпературным режимам абляции. Изогнутый профиль бранши плавно смещает боковые стенки влагалища, обеспечивая беспрепятственный обзор шейки матки и сводов.

Произведенный в соответствии со строгими клиническими допусками, Retractor Maker выпускает Lateral Ebonized Vaginal Retractor, способный выдерживать многократные циклы автоклавирования,

обеспечивая исключительную гигиену, высокую коррозионную стойкость и полную надежность для лазерных гинекологических отделений по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest