



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Middledorpf Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Middledorpf Ekartör

SKU RM-MDR-28-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Middledorpf Ekartör, derin genel cerrahi, pelvik ve ortopedik prosedürler sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve kas ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir cerrahi alettir. Açık pencereci kavisli uç tasarımıyla cerrahi ekiplerin kas kütlelerini ve fasyal katmanları temiz bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanırken, ışığın ve mikroskopik görüşün doğrudan uç penceresinden geçmesini sağlar.

Tam prosedürel uyumluluk için üretilen bu Middledorpf Ekartör, derin kavitelerde mükemmel erişim mesafesi sağlayan 28 cm'lik sabit bir toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, iki sap yapı stili sunar: güçlü bir kaldıraç gücü için klasik Parmak Halkalı Sap veya uzun süren vakalarda el yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmış hafif Oyuk Sap. Cerrahlar üç farklı pencereci uç ölçüsü profili arasından seçim yapabilir: 7.0 mm x 14.0 mm (\$49), 22.0 mm x 20.0 mm (\$54) ve 30.0 mm x 26.0 mm (\$59).

Parlama önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Middledorpf Ekartör'ü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya genelindeki ameliyathaneler için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest