



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Senn T-Handle リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Senn T-Handle リトラクター

SKU RM-STHR-45-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Senn T-Handle リトラクター	全長 4.5" (11.43 cm)、多爪レイク（鈍または鋭）、T字ハンドル	\$54
保護スリーブ / 外箱	個別配送用パッケージ	\$54

製品詳細

Senn T-Handle リトラクターは、形成外科、手外科、および軽度の整形外科処置において、優れた手動牽引力と滑りのない軟部組織の変位を提供するために特別に設計された特殊な手持ち式レイク型開創器です。人間工学に基づいた横型のT字型ハンドルで設計されたこの器具により、助手は自然なパームグリップで持続的なカウンター・トラクションをかけることができ、繊細な剥離作業中の指の負担や手の疲労を防ぐことができます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、耐食性に非常に優れたこの Senn T-Handle リトラクターは、全長 4.5 inches (11.43 cm, \$54) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造された先端形状は、内側に曲がった多爪レイク構造を採用しており、緻密な線維性縁部から滑り落ちることなく、極めて効率的な組織の牽引を保証します。外科医は2つの爪タイプから選択できます。外傷を最小限に抑え安全な軟部組織操作を行うための「鈍（Blunt）」爪、または強固な組織層を滑らずに確実に保持するための「鋭（Sharp）」爪です。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker は、厳格な臨床許容誤差に基づいて Senn T-Handle リトラクターを製造しており、世界中の手外科センター、美容外科センター、および外来手術クリニックに、高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest