



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Caspar

SKU RM-CSRR-SET-1

\$649 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis de marco de tijera de doble bisagra	Marco articulado de perfil bajo con cremallera y cierre de tornillo
1	Llave de ajuste manual	Llave de ajuste calibrada para ajuste de microtensión
1 Juego	Valvas laterales de puntas semi-romas	38 mm de profundidad (estilos seleccionables de 2, 3 o 4 puntas)
1 Juego	Valvas de gancho visceral planas alargadas	Módulos de valva atraumática lisa de 38 mm de profundidad
1	Caja protectora de transporte y almacenamiento	Estuche de transporte ajustado a medida

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Caspar es un sistema de separación quirúrgica espinal reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento estable y manos libres de tejidos blandos y vísceras durante la discectomía y fusión cervical anterior (ACDF) y la corpectomía cervical. Diseñado con un marco de tijera de doble bisagra que abate los mangos lateralmente alejándolos del cuello, este sistema permite a los cirujanos de columna mantener una contracción medial-lateral continua sin obstruir la línea de visión microscópica ni las imágenes fluoroscópicas.

Construido bajo especificaciones técnicas clínicas, este juego completo de Separador Autoestático Caspar (\$649) cuenta con un chasis articulado de doble bisagra gobernado por un cierre de tornillo integrado y una palanca de bloqueo de cremallera. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema modular incluye una llave de ajuste manual junto con un sistema de valvas laterales

desmontables configurado con una profundidad de trabajo estándar de 38 mm. El inventario modular de valvas combina modelos con puntas semi-romas (seleccionables en estilos de 2, 3 o 4 puntas para un anclaje seguro en los músculos largos del cuello) y módulos de valvas planas o ganchos Caspar alargados que retraen de forma segura el esófago y la tráquea en dirección medial.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Autoestático Caspar para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de neurocirugía y centros de columna ortopédica de todo el mundo una estabilidad mecánica inigualable, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest