



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Yancoskie Coronal Lift

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Yancoskie Coronal Lift

SKU RM-YCLR-9IN-1

\$119 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Yancoskie Coronal Lift	Comprimento total de 9" (22.9 cm), rastelo de 150 mm de largura, 6 garras afiadas de contrapeso	\$119
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Yancoskie Coronal Lift é um afastador especializado para cirurgia plástica facial e estética, desenvolvido especificamente para fornecer uma elevação segura e ampla do retalho do couro cabeludo durante liftings frontais coronais, rejuvenescimento subgaleal da testa e reconstruções fronto-orbitais. Projetado com uma cabeça de rastelo extra larga, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem contra-tração manual uniforme em toda a calvária, elevando o retalho do couro cabeludo de forma limpa, ao mesmo tempo que protege os feixes neurovasculares supraorbitais e supratrocleares contra traumas por esmagamento.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência sem degradação estrutural, esta configuração do Afastador Yancoskie Coronal Lift apresenta um comprimento total da ferramenta de 9 polegadas (22.9 cm, \$119). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para garantir suprema resistência à corrosão ambiental, a largura de trabalho ativa incorpora uma interface de garras de 150 mm de largura. A arquitetura das garras apresenta um layout de extremidade única integrando 6 garras afiadas de contrapeso especificamente anguladas para fixar o tecido galeal denso de forma segura, sem escorregar ou perfurar a superfície cutânea. Seu conjunto de cabo alongado proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Yancoskie Coronal Lift para cumprir rigorosos padrões clínicos sob iluminação cirúrgica de alta intensidade, fornecendo às clínicas de cirurgia plástica estética, unidades reconstrutivas faciais e centros cirúrgicos craniofaciais em todo o mundo excepcional durabilidade, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest