



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Separador Bariátrico Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Separador Bariátrico Bookwalter

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo	18" (45.7 cm)
1	Barra horizontal	Estándar
1	Acoplador de poste	Estándar
6	Mecanismo de cremallera inclinable	Multiangular
1	Extensor de cremallera	Extensión estándar
1	Cremallera de giro	Ángulo variable
1	Aro ovalado	Mediano
1	Valva Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valva Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valva Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valva Balfour	3½" x 2¾" (8.9 x 7.0 cm)
1	Valva maleable	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Valva maleable	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valva maleable	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva maleable	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Valva Harrington	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de separador bariátrico Bookwalter es un dispositivo autoestático montado en la mesa, diseñado para ofrecer una exposición quirúrgica estable y sin uso de manos durante cirugías bariátricas abiertas que requieren retracción especializada. Su armazón modular combina un poste de campo extendido, componentes de soporte horizontal, mecanismos de cremallera ajustables y un aro ovalado para crear una plataforma de retracción firme alrededor del campo operatorio.

La configuración bariátrica incluye un poste de campo de 18 pulgadas, seis mecanismos de cremallera con inclinación multiangular, un extensor de cremallera, una cremallera de giro con ángulo variable y un aro ovalado mediano. El set también incluye una selección de valvas Kelly, Balfour, maleables y Harrington en diferentes dimensiones para cubrir diversos requisitos de separación.

El sistema completo se suministra en una caja de esterilización protectora dedicada para un almacenamiento y procesamiento organizados. El sistema de separador bariátrico Bookwalter se entrega no estéril y está diseñado para ser reutilizable y autoclavable. La limpieza y esterilización deben realizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso.

Retractor Maker suministra el sistema de separador bariátrico Bookwalter directamente a hospitales, distribuidores y otros clientes B2B.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest