



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cronin 類牽引器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cronin 頬牽引器

SKU RM-CCR-ORAL-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Cronin 頬牽引器	全長 16 cm、幅 19 mm カーブブレード	\$24
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$24

製品詳細

Cronin 頬牽引器は、口腔内手術や顔面再建手術において、頬、唇、および頬粘膜を安全かつ非侵襲的に変位させるために専用設計された顎顔面外科用レトラクターです。幅広く湾曲した作動部を備えたこの器具は、回転バーや往復鋸などの手術用ドリルから軟部組織を保護しつつ、広範な術野の露出を維持することを可能にします。

機械的な露出と術野の視界を最適化するために設計されたこの Cronin 頬牽引器は、全長 16 cm (\$24) です。そのブレードは 19 mm wide widened blade design を採用しており、局所的な粘膜の打撲や虚血を引き起こすことなく、実質的な組織領域をスムーズに管理・操作できるように構成されています。輪郭に沿ったシャンクにより、アシスタントの手を手術野の外側に安全に配置でき、人間工学に基づいたハンドルは長時間の口腔内処置においても疲労の少ない手動操作を提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精密加工された Retractor Maker の Cronin 頬牽引器は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の口腔・顎顔面・歯科手術センターに、優れた耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest