



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Retractor (Standard)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Retractor (Standard)

SKU RM-SBR-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Bookwalter Stativsäule	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Horizontalarm	Standard
1	Bookwalter Säulenkupplung	Hochbelastbar
1	Bookwalter Horizontaler Flexarm	1" Durchmesser (2.5 cm)
2	Bookwalter Standard-Ratschen	Nicht neigbar
7	Bookwalter Kipp-Ratschenmechanismen	Mehrwinkelverstellung
1	Mittlerer ovaler Ring	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Mittlerer segmentierter Ring	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Balfour-Valven	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Kelly-Valven	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Kelly-Valven	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	Kelly-Valven	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Kelly-Valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Kelly-Valven	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Biegsame Valve	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Biegsame Valven	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Sterilisationsbox	Perforiertes Organisations-Case

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter Retractor System – Standard ist ein tischmontierter, selbsthaltender Retraktor, der für eine stabile, freihändige Freilegung bei großen abdominalchirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Sein modularer Aufbau kombiniert eine Stativsäule, horizontale Trägerkomponenten, Retraktorringe und verstellbare Ratschenmechanismen, um die gewählten Valven präzise im Operationsfeld zu fixieren.

Die Standard-Konfiguration umfasst einen mittleren ovalen Ring, einen mittleren segmentierten Ring, Standard- und neigbare Ratschenmechanismen sowie eine Auswahl an Balfour-, Kelly- und biegsamen Valven. Der Bookwalter Retractor wird in einer speziellen perforierten Sterilisationsbox für die organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert.

Der Bookwalter Retractor wird unsteril geliefert und muss vor der Verwendung gemäß den validierten Verfahren der Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest