



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Desai Kendinden Kilitli Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Desai Kendinden Kilitli Ekartör

SKU RM-DSRR-1

\$129 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Desai Kendinden Kilitli Ekartör	7.25" (18.41 cm) uzunluk, 90° açık döngülü bıçaklar, cırcırlı kilit	\$129
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$129

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Desai Kendinden Kilitli Ekartör, benzersiz bıçak çerçevesi aracılığıyla doğrudan alet erişimine izin verirken eller serbest operasyon sahası maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir cerrahi ekartördür. 90 derecelik bir açıyla bükülmüş gelişmiş çift döngülü açık bıçakla tasarlanan bu ekartör, görsel kör noktaları ortadan kaldırır ve cerrahların doğrudan açık bıçak açıklığı içinde bulunan dokuları diseke etmesine, dikmesine ve manipüle etmesine olanak tanır.

Kararlı derin boşluk açıklığı için üretilen bu Desai Kendinden Kilitli Ekartör modeli, 7.25 inç (18.41 cm) toplam erişim mesafesine sahiptir. Kendinden kilitli şasisi, yara kenarlarında sabit ve sürekli karşı çekiş sağlayan ve asistan yorgunluğunu ortadan kaldıran çok pozisyonlu mekanik bir cırcırlı kilit içerir. Açık bıçakların pürüzsüz tel benzeri çevresi, uzun cerrahi prosedürler sırasında hassas visseral duvarlarda ve pelvik kaslarda fokal ezilme travmasını önler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Desai Kendinden Kilitli Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; genel, ürolojik ve jinekolojik cerrahi ekiplerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal stabilite ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest