



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Freeman Mini Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Freeman Mini Rake

SKU RM-FMRR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Freeman Mini Rake Retractor	Longitud de 4 ¾" (12.0 cm), cabezal de 1" de ancho, 4 ganchos afilados — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Freeman Mini Rake Retractor es un separador manual especializado para cirugía plástica y reconstructiva facial, diseñado específicamente para proporcionar una tracción delicada y antideslizante de colgajos cutáneos en espacios anatómicos confinados. Diseñado con puntas afiladas tipo rastrillo, este instrumento permite a los cirujanos sujetar las capas cutáneas y subcutáneas de forma segura sin aplastar los frágiles bordes del tejido.

Construido estrictamente para bolsillos anatómicos estrechos y retracciones cutáneas diminutas, esta configuración del Freeman Mini Rake Retractor presenta una longitud total compacta de 4 ¾ pulgadas (12.0 cm). Su extremo de trabajo incorpora un cabezal de 1 pulgada (25.4 mm) de ancho equipado con 4 ganchos afilados que distribuyen la tensión de tracción manual de manera uniforme, evitando desgarros tisulares mientras eleva los colgajos con limpieza. El mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual sin fatiga y una sensibilidad refinada en las yemas de los dedos durante procedimientos cosméticos complejos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker produce el Freeman Mini Rake Retractor para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, dotando a las salas quirúrgicas de estética y otorrinolaringología en todo el mundo de una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest