



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор корешков нерва Sandhu Nerve Root
Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор корешков нерва Sandhu Nerve Root Retractor

SKU RM-SNRR-243-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Sandhu Nerve Root Retractor	Общая длина 24.3 см, тупое лезвие 3.2 мм, податливый стержень 90°	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор корешков нерва Sandhu Nerve Root Retractor — это специализированный микрохирургический инструмент для операций на позвоночнике, разработанный специально для обеспечения безопасной, атравматичной ретракции и защиты нежных нервных корешков и дурального мешка во время задней поясничной дискэктомии и декомпрессии. Благодаря тонкому пластичному стержню этот ретрактор позволяет хирургам-вертебрологам изгибать и регулировать рабочий угол интраоперационно для навигации в сложных интерламинарных коридорах, не перекрывая микроскопическую линию обзора.

Созданная для работы в глубоких операционных полях с микрохирургической точностью, данная конфигурация Sandhu Nerve Root Retractor имеет общую длину инструмента 24.3 см (\$54). Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса для обеспечения исключительной долговечности и коррозионной стойкости, профиль рабочего лезвия представляет собой тупое лезвие шириной 3.2 мм, спроектированное для бережного обращения с тканями и минимизации локальной травмы. Геометрия стержня предусматривает податливую конструкцию с углом 90°, которая сохраняет заданную форму под натяжением тканей без обратного пружинения. Эргономичная рукоятка обеспечивает тонкую тактильную обратную связь.

Кованный инструмент с антибликовым сатинированным матовым покрытием от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая нейрохирургические и

ортопедические центры по всему миру бескомпромиссной структурной надежностью, высокой коррозионной стойкостью и полной клинической безотказностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest