



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Doyen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Doyen

SKU RM-DR-22-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Valve 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm lame — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm lame — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm lame — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
Lame 45 x 75 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm blade — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Doyen est un instrument de chirurgie générale reconnu internationalement, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement tissulaire contrôlé et atraumatique lors des opérations abdominales et pelviennes ouvertes. Conçu avec un profil de lame large et incurvé, cet instrument répartit la contre-traction manuelle sur une large surface anatomique, évitant ainsi la nécrose par pression localisée sur les parois des organes et les plans musculaires.

Conçu pour un contrôle opérationnel optimal, ce modèle d'écarteur de Doyen présente une portée structurelle totale de 22 cm (\$99). Son profil de lame large spécialisé est profilé pour optimiser l'exposition anatomique tout en minimisant la pression tissulaire locale, permettant aux assistants chirurgicaux de déplacer la paroi abdominale, les masses viscérales et la vessie en douceur. Sa poignée ergonomique intègre un anneau profilé qui offre un contrôle manuel antidérapant et un bras de levier supérieur tout au long des interventions prolongées.

Fabriqu  en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualit  sup rieure (non magn tique) avec une finition satin e mate sans reflet, Retractor Maker produit l' carteur de Doyen selon des normes cliniques strictes, offrant une r sistance  lev e   la traction, une r sistance exceptionnelle   la corrosion et une durabilit  totale   l'autoclave pour les blocs op ratoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest