



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Barsky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Barsky

SKU RM-BNR-1

\$64 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Nasal Barsky	Comprimento de 3 ¾" (9.5 cm), lâmina de 10 × 55 mm	\$64
Estojo / Caixa Protetora	Embalagem de transporte individual	\$64

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Barsky é um afastador especializado para cirurgia plástica e reconstrutiva, desenvolvido para proporcionar um afastamento tecidual suave em superfícies amplas durante rinoplastias e reparos de fenda palatina. Projetado com um perfil de lâmina alongado, este instrumento distribui a pressão de fixação uniformemente pela parede nasal, evitando isquemia cutânea localizada e lacrimejamento mucoso durante disseções delicadas.

Construído para procedimentos faciais delicados, esta configuração do Afastador Nasal Barsky apresenta um comprimento total de 3 ¾ polegadas (9.5 cm) com uma lâmina de 10 mm de largura por 55 mm de comprimento. Sua ampla área de superfície permite que as equipes cirúrgicas elevem com segurança a cartilagem nasal lateral e a base alar, estabelecendo uma visão clara das cartilagens laterais inferiores e abóbadas vestibulares sem obstruir os instrumentos cirúrgicos.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Nasal Barsky sob rigorosos padrões clínicos, fornecendo aos centros cirúrgicos de plástica e otorrinolaringologia um instrumento totalmente autoclavável e resistente à corrosão, pronto para o uso operatório diário.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest