



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Breiter selbsthaltender Wundsperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Breiter selbsthaltender Wundsperrer

SKU RM-WSRR-35-1

\$139 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Breiter selbsthaltender Wundsperrer	3.5" (8.89 cm) breite glatte Valven, 10×12 mm Spitzen, Ratschen-Chassis	\$139
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$139

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der breite selbsthaltende Wundsperrer ist ein erstklassiger chirurgischer Spreizer, der speziell für eine großflächige, kontinuierliche Verschiebung der Wundränder und Weichteilretraktion ohne punktuelle Druckstellen entwickelt wurde. Durch die Konstruktion mit breiten, massiven Valven anstelle von einzelnen Zinken verhindert dieses Instrument das Hernieren oder Vorwölben von Fettgewebe und Muskelbäuchen zwischen den Zähnen und gewährleistet so einen ungehinderten, statischen chirurgischen Korridor während komplexer Eingriffe.

Gefertigt nach höchsten klinischen Qualitätsstandards (vergleichbar mit New Med Instruments), verfügt dieses Modell des breiten selbsthaltenden Wundsperrers über eine Blattbreite von 3.5 inches (8.89 cm, \$139) mit breiten, glatten Valven statt standardmäßiger Zinken. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität, um Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit zu garantieren, messen die schlanken, flachen Blätter an den Arbeitsspitzen 10 mm × 12 mm, um das Gewebetrauma beim Einsetzen zu minimieren. Die Mechanik nutzt eine zuverlässige Ratschensperre in Kombination mit ergonomischen Fingerringgriffen für eine reibungslose, gleichmäßige und freihändige Retraktion.

Retractor Maker fertigt den breiten selbsthaltenden Wundsperrer mit einem blendfreien, satinierten Mattfinish, um wiederholten Autoklavierzyklen im Krankenhaus standzuhalten. Er bietet unnachgiebige mechanische Stabilität, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit für allgemeinchirurgische

Operationssäle, orthopädische Abteilungen und Kliniken für plastische Rekonstruktion weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest