



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Senn Forward Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn Forward Retractor

SKU RM-SFR-625-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Senn Forward Retractor	6.25" (15.87 cm) Länge, flach gezahnte Vorwärtsspitze, Flachgriff	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Senn Forward Retractor ist ein innovatives chirurgisches Handinstrument, das speziell für die sichere, rutschfeste Retraction von oberflächlichen Wundrändern und Weichteilgewebe bei plastischen, handchirurgischen und allgemeinchirurgischen Interventionen entwickelt wurde. Durch das anatomisch gewinkelte, nach vorne gerichtete Blatt ermöglicht dieser Retractor dem OP-Team ein sauberes Fassen fibröser Gewebeschichten, während die Hände der Assistenz außerhalb des Sichtfeldes des Chirurgen bleiben.

Gefertigt mit einer inerten Oberfläche zum Schutz vor Umwelteinflüssen, weist diese Konfiguration des Senn Forward Retractor eine Gesamtlänge von 6.25 inches (15.87 cm, \$49) auf. Die Geometrie der Arbeitsspitze besteht aus einer speziellen Vorwärtsspitze mit flachen Zähnen, die eine hocheffiziente, rutschfeste Kontrolle an dichten dermalen Rändern und Faszien ermöglicht, ohne Quetschverletzungen zu verursachen. Das einendige Design ist in ein ergonomisch geglättetes Griffchassis integriert, das der Assistenz eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung bietet.

Retractor Maker fertigt den Senn Forward Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Dies bietet ambulanten OP-Zentren, Kliniken für plastische Chirurgie und Traumazentren weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest