



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Swivel Ring

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Nasal Swivel Ring

**SKU** RM-SRNR-11-1

**\$59 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN             | SKU / DETALLES                                                           | PRECIO (USD) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Swivel Ring Nasal Retractor | Longitud total de 11 cm, hoja de 8 mm de ancho, anillo giratorio de 360° | \$59         |
| Funda / Caja protectora     | Embalaje de tránsito individual                                          | \$59         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Nasal Swivel Ring es un innovador separador manual para rinoplastia y cirugía plástica facial, diseñado específicamente para proporcionar una elevación dinámica y multidireccional de la cubierta cutánea nasal y los cartílagos laterales inferiores. Diseñado con un anillo giratorio de 360 grados, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos ajustar el ángulo de tracción manual de forma continua sin perder el contacto con el tejido ni ocluir la línea de visión operativa del cirujano.

Construido para garantizar un campo operatorio limpio y contenido, esta configuración del Separador Nasal Swivel Ring presenta una longitud total del instrumento de 11 cm combinada con una hoja de 8 mm de ancho (\$59). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su extremo de trabajo incorpora una hoja curva de contorno suave que sostiene el delicado cartílago alar de forma segura sin causar lesiones por aplastamiento localizadas o desgarros en la mucosa. El mecanismo del anillo giratorio rota suavemente bajo tensión, proporcionando un control manual ergonómico durante la remodelación dorsal intrincada.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Nasal Swivel Ring para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía estética, otorrinolaringología y reconstructiva facial en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**info@retractor maker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**retractor maker.com**  
**retractor manufacturer.com**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest