



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Medial Ramus & Orbital Rim Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Medial Ramus & Orbital Rim Retractor

SKU RM-MRORR-29-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	Abmessungen / Details: 29 cm Gesamtlänge, anatomisch gebogenes kraniofaziales Blatt · Enthaltene Menge: 1	\$49
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Medial Ramus & Orbital Rim Retractor ist ein unverzichtbares Instrument für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) sowie die kraniofaziale Chirurgie, das speziell für die sichere, atraumatische Weichteilretraktion entlang tiefer Knochenkonturen entwickelt wurde. Dank der anatomischen Blattkrümmung mit Doppelfunktion ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen, periorbitales Gewebe vom Orbitarand wegzuhalten und den Musculus pterygoideus medialis sauber vom aufsteigenden Ast des Unterkiefers bei komplexen Gesichtskonstruktionen abzuheben.

Diese Konfiguration des Medial Ramus & Orbital Rim Retractor wurde für delikate kraniofaziale Eingriffe entwickelt, die eine erweiterte Reichweite erfordern, und weist eine Gesamtlänge von 29 cm (\$49) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das leichte und dennoch robuste Profil dem OP-Personal eine hervorragende Hebelwirkung bei gleichzeitiger Reduzierung der Ermüdung. Das glatt polierte Arbeitsende legt sich sicher um die kortikalen Knochenkanten, wodurch Weichteilverletzungen verhindert und empfindliche neurovaskuläre Bündel vor rotierenden Fräsern und Osteotomen geschützt werden.

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, stellt Retractor Maker den Medial Ramus & Orbital Rim Retractor so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet eine hohe

Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit für MKG- und plastische Chirurgiezentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest