



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Cadre d'Écarteur d'Épaule Kolbel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cadre d'Écarteur d'Épaule Kolbel

SKU RM-KSRF-23-1

\$159 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — lame 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Moyen — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Grand — 68 mm x 36 mm lame	RM-KSRF-23-1-3	\$179

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le cadre d'écarteur d'épaule Kolbel est un instrument orthopédique autostatique reconnu internationalement, conçu spécifiquement pour assurer une exposition fiable et multidirectionnelle des tissus mous lors des arthroplasties totales et inversées de l'épaule. Conçu pour recevoir des lames modulaires interchangeables, ce cadre permet aux chirurgiens d'écarter simultanément le deltoïde, le grand pectoral et le tendon conjoint, établissant ainsi un couloir chirurgical étendu et mains libres sur l'articulation gléno-humérale.

Conçu comme un kit complet pour s'adapter aux différentes profondeurs structurelles lors de la rétraction, ce cadre d'écarteur d'épaule Kolbel présente une longueur totale de 23 cm (9 inches, \$159). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le châssis est équipé d'un système de bras pivotants mobiles qui s'articulent en douceur pour se conformer à l'anatomie spécifique de l'épaule du patient. Les engrenages à crémaillère mécanique intégrés maintiennent une contre-traction constante sous une forte tension musculaire, éliminant la fatigue de l'assistant manuel pendant la préparation de la glène.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit le cadre d'écarteur d'épaule Kolbel pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclave répétés, offrant une haute résistance à la corrosion, un suivi fluide des engrenages et une durabilité clinique complète pour les blocs de reconstruction de l'épaule et de médecine sportive du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest