



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tupper's Universal Hand Retractor (タッパー万能手外科開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tupper's Universal Hand Retractor (タッパー万能手外科開創器)

SKU RM-TUHR-1

\$699 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ハンドテーブル	中央手術台
2	エレベーターチェーンホルダー	フレーム外周サポート
2	チェーンホルダーフック	固定式アタッチメント
2	スライディングチェーンフック	可動式アタッチメント
4	皮膚鉤付きボールチェーン	21 cm
6	腕・手首固定用ボールチェーン	26 cm
1セット	ゴムバンド	5本入り

製品詳細

Tupper's Universal Hand Retractorは、繊細な手外科およびマイクロサージャリー（微小外科）において、正確なハンズフリーのポジショニングと多方向への組織牽引を可能にする、世界的に高く評価されている手術用リトラクターシステムです。弾性バンドとボールチェーンの張力により患者の手指を中央の術野テーブルに固定することで、助手の負担を軽減し、障害物のないクリアなマイクロサージャリーの術野を確保します。

あらゆる術式への適応性を考慮し、本Tupper's Universal Hand Retractorセットには、堅牢なステンレス製ハンドテーブル、2つのエレベーターチェーンホルダー、2つの固定式フック、およびフレーム沿いの任意の位置でロック可能な2つのスライディングフックが含まれています。さらに、鋭利な皮膚鉤を備えた4本の21 cmボールチェーン、手首と腕を固定するための6本の26 cmボールチェーン、および手指のカウントートラクション（対向牽引）用の医療用ゴムバンド5本セットが付属します。

Retractor Makerは、非磁性で最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテン仕上げを施しています。Tupper's Universal Hand Retractorは、未滅菌の状態で個別の保護ケースに収めて提供され、オートクレーブに対応しています。世界中の手外科外傷センターや再建外科において、卓越した臨床的耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest