



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Koerte

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Koerte

SKU RM-KTR-24-1

\$54 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Koerte	Dimensiones / Detalles: 24 cm de longitud total, 8 dientes afilados, mango de anillo con aro antideslizante · Cantidad incluida: 1	\$54
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$54

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Koerte es un separador quirúrgico tipo rastrillo para trabajo pesado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción potente y sin deslizamientos de tejidos blandos y músculos durante cirugías mayores abdominales, torácicas y ortopédicas. Diseñado con un cabezal expansivo de múltiples dientes, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción continua y uniforme a través de planos fasciales amplios y capas musculares gruesas sin riesgo de desplazamiento.

Construido para maximizar la capacidad de retracción en campos operatorios profundos, esta configuración específica del separador Koerte presenta una longitud total de 24 cm (\$54). Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su extremo de trabajo incorpora 8 dientes afilados tipo rastrillo específicamente curvados para anclarse de forma segura en tejidos fibrosos densos y musculatura gruesa. El ensamblaje del mango cuenta con un diseño ergonómico de anillo equipado con un aro central antideslizante integrado que otorga a los asistentes una palanca de tracción superior y estabilización manual.

Fabricado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el separador Koerte para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de trauma general, torácico y ortopédico en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)