



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ranawat Knee Retractor (ラナワット膝レトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Ranawat Knee Retractor (ラナワット膝レトラクター)

SKU RM-RKR-95-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Ranawat Knee Retractor	全長 9 ½" (24.13 cm)、17 × 34 mm 90° ブレード (鈍的または鋭的)	\$79
保護スリーブ / 箱	個別配送用パッケージ	\$79

製品詳細

Ranawat Knee Retractorは、人工膝関節全置換術（TKA）や複雑な膝関節再建術において、確実なボーンレバレッジと軟部組織の変位を提供するために特別に設計された整形外科手術器具です。脛骨平台や側副靭帯の背後に設置するように設計されており、術中の重い関節包や靭帯構造を、振動ボーンソーやリーマーから安全に遠ざけることができます。

耐久性と耐食性に優れたシャーシで構築されたこのRanawat Knee Retractorの構成は、全長9 ½インチ (24.13 cm, \$79)です。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、先端部の寸法は17 mm幅 × 34 mm長です。先端の形状は90度のアングル仕様で、オプションメニューから2つの異なるタイプを選択可能です。血管が集中する敏感な軟部組織を愛護的に牽引するための「鈍的（Blunt）」チップ、または強固な靭帯構造や皮質骨に対して非常に安全な滑り止め効果を発揮する「鋭的（Sharp）」チップのいずれかを選択できます。ヘビーデューティーなハンドルは、助手による長時間のマニュアル牽引でも疲労を感じさせない設計となっています。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のRanawat Knee Retractorは、整形外科特有の強いトルクや繰り返されるオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されています。世界中の人工膝関節センターや整形外科外傷手術室に、卓越した機械的安定性、耐食性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest