



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Helms Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Helms Retractor

SKU RM-HLR-11-1

\$109 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Helms Retractor	Общая длина 11 см, 2 гладких тупых зубца, винтовой замок	\$109
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$109

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Helms Retractor — это специализированный микрохирургический самодержащийся инструмент, разработанный специально для безопасного атравматичного разведения мягких тканей в узких хирургических коридорах. Предназначенный для высокоточных манипуляций в ограниченном поле, этот ретрактор позволяет хирургу поддерживать четкую визуализацию во время деликатных операций на ухе, коже головы и лице, не загромождая рабочее пространство соседними микроинструментами.

Выполненный в компактной конфигурации, данный Helms Retractor имеет общую длину 11 см (\$109), что обеспечивает максимальный контроль в закрытых операционных зонах. Его рабочая часть включает 2 гладких атравматичных зубца, предназначенных для бережного и прочного удержания краев раны, что предотвращает очаговый некроз от давления на хрупкую кожу и хрящи. Низкопрофильный винтовой механизм обеспечивает микрошаговую регулировку натяжения и надежную фиксацию на протяжении всей микродиссекции.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Helms Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения оториноларингологии, нейрохирургии и пластической хирургии по всему миру инструментом с исключительной механической стабильностью, коррозионной

СТОЙКОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest