



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Allgemeinchirurgie-Retraktorsystem

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter Allg emeinchirurgie- Retraktorsystem

SKU RM-BGSR-1

\$1,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativsäule	12" (30.5 cm)
1	Horizontalarm	Standard
1	Säulenkupplung	Standard
1	Flexibler Horizontalarm	1" Durchmesser (2.5 cm)
2	Standard-Ratschen	Nicht kippbar
6	Kipp-Ratschenmechanismen	Multiwinkel
1	Ovaler Ring, mittel	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Segmentierter Ring, mittel	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour-Valve	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly-Valven	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Biegsame Valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Harrington-Valve	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi-Valve	Standard
1	Sterilisationscontainer	Schutzkassette

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bookwalter Allgemeinchirurgie-Retraktor ist ein tischmontierter, selbsthaltender Retraktor, der für eine stabile, freihändige Exposition bei offenen abdominalen und allgemeinchirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Sein modularer Aufbau kombiniert eine Stativsäule, einen Horizontalarm, einen flexiblen Horizontalarm, eine Säulenkupplung, Retraktoringe und verstellbare Ratschenmechanismen, um die gewählten Valven rund um das Operationsfeld zu fixieren.

Die Konfiguration für die Allgemeinchirurgie umfasst einen mittleren ovalen Ring, einen mittleren segmentierten Ring, zwei Standard-Ratschen (fest) und sechs winkelverstellbare Kipp-Ratschenmechanismen. Das Set enthält zudem Balfour-, Kelly-, biegsame, Harrington- und Gelpi-Valven in verschiedenen Ausführungen.

Das komplette System wird in einem speziellen Sterilisationscontainer für die organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert. Der Bookwalter Allgemeinchirurgie-Retraktor wird unsteril geliefert und ist für die Wiederverwendung und Autoklavierung konzipiert. Reinigung und Sterilisation sollten vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der jeweiligen Gesundheitseinrichtung durchgeführt werden.

Retractor Maker liefert den Bookwalter Allgemeinchirurgie-Retraktor direkt an Krankenhäuser, Händler und andere B2B-Kunden.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest