



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Martin Arm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Martin Arm

SKU RM-MAR-1

\$799 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Зажим-куплер	Надежно фиксируется на боковом рельсе операционного стола, удерживая и блокируя L-образную стойку
1	L-образная стойка	Вставляется в зажим и служит основной вертикальной и горизонтальной несущей конструкцией
1	Шарнирный кронштейн	Подсоединяется к L-образной стойке для обеспечения многоосевого перемещения и фиксации ретракторов над операционным полем

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Martin Arm является незаменимым механическим держателем с креплением к столу, разработанным для снижения нагрузки на ассистента и обеспечения абсолютной стабильности инструментов во время открытых и лапароскопических вмешательств. Закрепляясь непосредственно на стандартных боковых рельсах операционного стола, эта жесткая платформа служит надежным штативом для тяжелых тканевых ретракторов, эндоскопов и головок оптических камер.

Конструкция Martin Arm для плавного позиционирования в нескольких плоскостях включает универсальный зажим для рельса, усиленную вертикально-горизонтальную L-образную стойку и современный шарнирный кронштейн с фрикционным механизмом. Благодаря возможности вращения на 360 градусов в нескольких суставах хирург может установить зеркала ретрактора или диагностические трубки под любым углом и надежно зафиксировать их с помощью эргономичной центральной рукоятки.

Изготовленный из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Martin Arm от Retractor Maker поставляется в нестерильном виде и полностью пригоден для автоклавирования в защитном кейсе для хранения, обеспечивая исключительную долговечность в клинических условиях по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest