



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Dumbach 下顎枝チャンネルレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dumbach 下顎枝チャンネルレトラクター

SKU RM-DMCR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左曲 — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
右曲 — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49

製品詳細

Dumbach 下顎枝チャンネルレトラクターは、顎矯正手術や外傷再建術において、下顎枝の下縁および後縁を非侵襲的かつ安全に術野展開するために開発された専門的な顎顔面外科用レトラクターです。皮質骨縁に沿って確実にフックする湾曲したチャンネル形状の作業端により、回転バーや往復鋸から顔面血管および下顎縁神経を保護します。

口腔内深部へのアクセスを考慮して設計された本モデルは、全長 23 cm (\$49) のロングタイプ構造を採用しています。これにより、深部への容易な到達を可能にしながら、助手の操作手を術野の外へ安全に配置できる先進的なプロファイルを実現しました。術者は、解剖学的アプローチに合わせて「左曲がり」または「右曲がり」を選択可能です。人間工学に基づいたハンドルは、安定した手動の牽引力を維持し、疲労を軽減します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Dumbach 下顎枝チャンネルレトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐え、優れた耐久性、高い耐食性、完全なオートクレーブ対応を世界の口腔外科、顎顔面外科、形成外科医に提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest