



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

PERCY AMPUTATION RETRACTOR

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



PERCY AMPUTATION RETRACTOR

SKU RM-PAR-1

\$399 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PERCY AMPUTATION RETRACTOR, büyük ekstremitte amputasyonları sırasında geniş, çevresel yumuşak doku ve kas ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış klasik bir ortopedi ve travma cerrahisi retractorüdür. Kemik shaftını çevreleyen geniş dairesel bir koruyucu kanatla tasarlanan bu enstrüman, cerrahi asistanların kesilen kas gövdelerini kemik kesiminin proksimaline temiz bir şekilde çekmesine olanak tanıyarak yumuşak dokuları dönen veya salınan amputasyon testerelelerinden korur.

Zorlu travma ortamlarında yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü performans sunmak üzere üretilen bu PERCY AMPUTATION RETRACTOR serisi, üç seçilebilir toplam uzunlukta mevcuttur: Üst ekstremitte ve pediatrik prosedürler için 24.3 cm (\$399), transfemoral ve transtibial amputasyonlar için 35.0 cm (\$449) ve bariatrik veya yoğun kaslı ekstremiteler için uzatılmış 42.0 cm (\$499) model. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, kolay temizlik için hızlı demontaj sağlarken maksimum çekme kaldırıcı sunan asimetrik ayrılabilir bir sap düzenine sahiptir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, PERCY AMPUTATION RETRACTOR ürününü ağır mekanik çekişe ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki travma merkezlerine, askeri sahra hastanelerine ve ortopedik cerrahi sınıtlarına sarsılmaz yapısal güvenilirlik ve tam klinik emniyet sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest