



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de bord mandibulaire Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de bord mandibulaire Obwegeser

SKU RM-OMRR-20-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	Longueur totale 20 cm, lame de bord mandibulaire incurvée	\$49
Housse de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de bord mandibulaire Obwegeser est un instrument de chirurgie buccale, maxillo-faciale et reconstructrice essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des tissus mous le long du bord mandibulaire lors des interventions orthognathiques. Conçu avec une courbure de bord anatomique qui épouse parfaitement la marge osseuse inférieure, cet écarteur permet aux chirurgiens d'exposer l'angle et le corps mandibulaires sans risquer de laceration des tissus mous.

Conçue pour une profondeur de champ intra-orale optimale, cette configuration de l'écarteur de bord mandibulaire Obwegeser présente une longueur totale d'outil de 20 cm. Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité active intègre une lame incurvée spécifiquement profilée pour soutenir proprement le cortex mandibulaire, protégeant ainsi les vaisseaux faciaux et le nerf mandibulaire marginal des scies alternatives et des forets à os. Le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires une contre-traction manuelle stable, réduisant la fatigue de la main lors des procédures chirurgicales de plusieurs heures.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de bord mandibulaire Obwegeser pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de chirurgie buccale, maxillo-faciale et plastique du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest