



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Heaney Simon Vajinal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Heaney Simon Vajinal Ekartör

SKU RM-HSVR-1

\$139 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
27.0 cm (10.6") — Küçük, Orta, Büyük Profiller	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Küçük, Orta, Büyük Profiller	RM-HSVR-1-2	\$149

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Heaney Simon Vajinal Ekartör, özellikle derin, stabil vajinal duvar deplasmanı ve apikal vault vizüalizasyonu sağlamak üzere tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir jinekolojik ve pelvik rekonstrüktif cerrahi ekartördür. Uzatılmış kavisli spatula ucu ile tasarlanan bu alet, posterior vajinal duvarı ve pelvik tabanı pürüzsüzce aşağı bastırarak serviks ve peritoneal yansıma geniş bir görsel koridor oluşturur.

Yoğun pelvik karşı traksiyon için üretilen Heaney Simon Vajinal Ekartör, iki farklı toplam uzunlukta mevcuttur: 27 cm (10.6 inç, \$139) ve derin pelvik veya doğum yapmış hasta profilleri için genişletilmiş 29.2 cm (11.5 inç, \$149) erişim mesafesi. Alet, değişken vajinal kapasiteler için optimal uç yüzey alanı sağlayan üç standart operasyonel boyut profiline sahiptir. Ergonomik damla sapı, cerrahi asistanlara sabit çekme gücü sağlayarak uzun süreli prosedürler sırasında el yorgunluğunu minimize eder.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Heaney Simon Vajinal Ekartör, tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki obstetrik, jinekolojik ve ürojinekolojik ekiplere olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest