



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Queixo Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Queixo Obwegeser

SKU RM-OCR-16-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Queixo Obwegeser	Comprimento total de 16 cm, lâmina de queixo em sela curva	\$44
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem de transporte individual	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Queixo Obwegeser é um afastador cirúrgico para estética facial e bucomaxilofacial aclamado internacionalmente, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles ao longo da sínfise mandibular anterior durante a mentoplastia. Projetado com uma lâmina em sela curva que se encaixa firmemente sob a borda inferior do queixo, este instrumento permite que os cirurgiões elevem o músculo mentoniano de forma limpa, afastando-o dos cortes de osteotomia horizontal, enquanto protege os nervos mentonianos bilaterais.

Construído para uma manobrabilidade intraoral ideal, esta configuração do Afastador de Queixo Obwegeser apresenta um comprimento total de 16 cm. Produzido artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) premium de grau cirúrgico, a lâmina de trabalho é contornada para corresponder às convexidades ósseas do queixo, evitando o deslocamento acidental do instrumento durante as passagens da serra ou fixação de parafusos. O cabo plano ergonômico oferece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável sem causar fadiga durante reconstruções estéticas prolongadas.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Queixo Obwegeser para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros de cirurgia plástica, bucomaxilofacial e reconstrutiva em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)