



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ミニスターノトミー用 French Pattern I.M.A. 胸骨開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ミニスターノトミー 用 French Pattern I.M.A. 胸骨開胸器

SKU RM-FPMS-429-1

\$429 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ロープロファイル正中スライディングトラックフレーム	ミニスターノトミー・アプローチ用に最適化された小型ガイドバーレル
1	小型胸骨ブレードコンポーネント	骨壁への応力分散のための 30 mm × 20 mm の滑らかな長方形プレート
2	マイクロ胸骨クローブレード	深さ 43 mm または 50 mm の作業端を備えたデュアルカーブ固定フック
3	一体型手動ブレードネジロック	開口設定を固定するためのクイックターンネジ部品
2	流線型フォーセップ延長アーム	外縁を完全に滑らかに仕上げた軽量シャシーレイアウト
1	保護用収納・ボックス	標準輸送用パッケージング

製品詳細

ミニスターノトミー用 French Pattern I.M.A. 胸骨開胸器は、部分胸骨切開および低侵襲胸骨切開（ミニスターノトミー）の切開創を通じて、安全な片側胸骨挙上と術野の展開を目的として開発された低侵襲心臓外科用開胸器です。ロープロファイルのガイドレールとコンパクトなブレードモジュールを採用し、骨折のリスクを最小限に抑えながら、胸骨上部または下部の限定的な切開から内胸動脈（IMA）や前縦隔へのアプローチを可能にします。

臨床フレームワークの仕様に基づいて構築されたこのミニスターノトミー用 French Pattern I.M.A. 胸骨開胸器のコンプリートセット（\$429）は、限られた空間でもスムーズに開口するように最適化された、低プロファイルの正中スライディングトラックフレームを備えています。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、一次胸骨ブレードの寸法は 30 mm × 20 mm（幅 20 mm × 長さ 30 mm）で、切断された骨壁に対して均等に力を分散させます。モジュール式のアタッチメントには、深さ 43 mm または 50 mm の作業端を備えたデュアルマイクロ胸骨クローブレードが含まれており、

3つの一体型手動ブレードネジロックで固定されるため、助手の手指の疲労を軽減します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製のミニスターノトミー用 French Pattern I.M.A. 胸骨開胸器は、繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の低侵襲心臓外科部門、大動脈弁センター、ハイブリッド手術室に、優れた構造的剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest