



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vaginal Latéral Non-Conducteur

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Vaginal Latéral Non-Conducteur

SKU RM-LNCVR-63-1

\$69 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Profil à tiges ouvertes	Largeur de lame : 6.3 cm · Rôle clinique principal : Dégagement accru des instruments peropératoires pendant LEEP/LLETZ · Prix (USD) : \$69.00
1	Profil à tiges allongées fermées	Largeur de lame : 6.3 cm · Rôle clinique principal : Déplacement simplifié de la muqueuse vaginale latérale et ablation laser · Prix (USD) : \$69.00
1	Étui de protection / Boîte	Largeur de lame : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Vaginal Latéral Non-Conducteur est un instrument chirurgical gynécologique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre de la paroi vaginale latérale pendant les procédures d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP) et la chirurgie d'ablation laser. Revêtu d'une couche de polymère diélectrique non conducteur de haute intégrité, cet instrument empêche les courants électriques vagabonds et les transferts thermiques d'endommager les tissus vaginaux collatéraux délicats.

Construit selon une configuration standard, ce modèle d'Écarteur Vaginal Latéral Non-Conducteur intègre une empreinte de lame de 6.3 cm de large (\$69). Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument en choisissant entre des tiges ouvertes pour une maniabilité accrue des instruments ou des profils de tiges allongées fermées pour une insertion simplifiée. Le profil de surface combine des interfaces de manipulation hautement polies avec une couche de travail isolée spécialisée qui résiste à la coupe et à la coagulation électrochirurgicale à haute fréquence sans dégradation.

Fabriqu      la main    partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualit   sup  rieure (non magn  tique), Retractor Maker produit l'  carteur Vaginal Lat  ral Non-Conducteur selon des tol  rances cliniques strictes, offrant une hygi  ne proc  durale exceptionnelle, une r  sistance di  lectrique   lev  e et une durabilit   compl  te en autoclave pour les blocs op  ratoires des h  pitaux et les cliniques de sant   p  rinatale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest