



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Brunner Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Brunner Retractor

SKU RM-BRUN-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69

製品詳細

Brunner Retractorは、大規模な開腹術、胸部外科、および骨盤内手術において、軟部組織や筋肉層を確実にかつ安定して牽引するために特別に設計された深部用手術レトラクターです。先端に保持用のリップを備えた長い直角ブレードにより、手術チームは手動による負担を最小限に抑えながら、厚い組織層や大きな筋肉群を変位させることができます。

あらゆる術式への適応性を備えたこのBrunner Retractorシリーズは、全長25.5 cmの統一されたサイズに、以下の7種類のブレード寸法をラインナップしています：89 × 19 mm (\$54)、101 × 25 mm (\$56)、120 × 25 mm (\$58)、130 × 29 mm (\$60)、140 × 29 mm (\$62)、159 × 29 mm (\$64)、そして超深部用の178 × 29 mm (\$69)。幅広のブレード面は圧力を均等に分散して組織壊死を防止し、人間工学に基づいたティアドロップ型リングハンドルは、長時間の牽引においても滑りにくく確実なグリップを保証します。

Retractor Makerは、最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施してBrunner Retractorを製造しています。度重なる院内の滅菌サイクルに耐えうる耐久性を持ち、一般外科、整形外科、産婦人科の手術チームに優れた臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest