



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Нервный ретрактор D'Errico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Нервный ретрактор D'Errico

SKU RM-DNRR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm wide x 11.0 mm long — Стандартный размер для поясничной дискэктомии и мобилизации нервного корешка	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (прибл. 11.0") — 7.0 mm ширина x 11.0 mm длина — Глубокий операционный коридор и бариатрический доступ к поясничному отделу позвоночника	RM-DNRR-1-2	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Нервный ретрактор D'Errico представляет собой специализированный спинальный инструмент, разработанный для атравматичной ретракции и защиты дурального мешка и проходящих нервных корешков при задней поясничной декомпрессии. Тонкий удлиненный стержень позволяет хирургам комфортно работать в глубоких интерламинарных пространствах, не перекрывая обзор операционного поля.

Эта модель D'Errico Nerve Root Retractor, созданная для деликатных манипуляций, оснащена фиксированной изогнутой лопаткой размером 7.0 mm x 11.0 mm. Полированный изогнутый кончик плавно удерживает нервные волокна, предотвращая их выскальзывание в операционное окно или повреждение высокоскоростными борами и кусачками. На выбор предлагается две длины: 22.8 cm (\$49) для стандартных вмешательств или удлиненный вариант 28 cm (\$54) для глубоких доступов или пациентов с избыточным весом.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Retractor Maker соответствует строгим клиническим допускам. Это гарантирует высокую коррозионную стойкость, жесткость конструкции и долговечность при многократном автоклавировании для нейрохирургических центров по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest