



**RETRACTOR
MAKER**

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Czerny de Extremidade Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Czerny de Extremidade Dupla

SKU RM-CRDE-CZ-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Czerny de Extremidade Dupla	17.5 cm de comprimento total, lâminas de extremidade dupla de 38 x 22 mm	\$44
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Czerny de Extremidade Dupla é um afastador cirúrgico manual adaptável, projetado especificamente para fornecer deslocamento de tecido confiável e em múltiplas profundidades em procedimentos abdominais, pélvicos e de cirurgia geral. Construído com uma arquitetura em S de extremidade dupla, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas transitem suavemente entre o afastamento da margem superficial da ferida e a fixação fascial profunda sem a necessidade de trocar de instrumentos durante a dissecação ativa.

Projetado para maximizar a versatilidade clínica, esta configuração do Afastador Czerny de Extremidade Dupla apresenta um comprimento total de 17.5 cm (\$44) combinado com lâminas de 38 mm x 22 mm. Seu design de extremidade dupla incorpora duas geometrias de lâmina distintas para lidar perfeitamente com diferentes espessuras de tecido e requisitos de profundidade localizada. A lâmina levemente côncava com borda em lábio em uma extremidade fixa-se com segurança atrás das camadas musculares, enquanto a lâmina plana em ângulo reto oposta mantém margens visuais limpas sobre os planos cutâneos e subcutâneos.

Forjado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Czerny de Extremidade Dupla para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos em todo o mundo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e desempenho clínico confiável.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest