



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Tecidos Moles Kreidler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Tecidos Moles Kreidler

SKU RM-KSTR-21-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Tecidos Moles Kreidler	Dimensões / Detalhes: 21 cm de comprimento total, lâmina de 5 x 20 mm · Quantidade incluída: 1	\$44
Estojo / Luva Protetora	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual de transporte · Quantidade incluída: 1	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Tecidos Moles Kreidler é um afastador cirúrgico maxilofacial especializado, projetado especificamente para o deslocamento seguro e atraumático de retalhos mucoperiosteais e tecidos moles durante cirurgias ortognáticas e mandibulares. Desenvolvido com um contorno de lâmina anatômico, este afastador permite que os cirurgiões dentistas protejam a musculatura facial e as margens vasculares de serras oscilantes e brocas rotatórias.

Construído para otimizar o alcance tátil e a manobrabilidade, esta configuração do Afastador de Tecidos Moles Kreidler apresenta um comprimento total de 21 cm (\$44). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), sua extremidade ativa incorpora uma lâmina de 5 mm x 20 mm especificamente contornada para acomodar tecidos mucosos orais delicados sem causar necrose por pressão localizada. A haste delgada mantém as mãos do assistente seguramente fora do campo de visão intraoral, enquanto o cabo ergonômico oferece alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Tecidos Moles Kreidler para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões bucomaxilofaciais e plásticos em todo o mundo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest