



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Senn Green Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширитель Senn Green Retractor

SKU RM-SGR-14-1

\$27 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
6 mm × 10 mm Лезвие — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm × 20 mm Лезвие — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Senn Green Retractor — это специализированный ручной хирургический ретрактор, разработанный специально для безопасного, нетравматичного смещения мягких тканей и ретракции мышц шеи во время тиреоидных, эндокринных и поверхностных пластических операций. Сочетание удлиненного Г-образного лезвия с загнутой вниз удерживающей губкой позволяет ассистентам хирурга поддерживать постоянную контртракцию деликатных слоев ткани, не вызывая локальных гематом или разрывов.

Инструмент выдерживает частые циклы автоклавирования и обладает высокой коррозионной стойкостью; общая длина Senn Green Retractor составляет 14 см. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой операционной нержавеющей стали, инструмент адаптируется к различной глубине разреза благодаря двум вариантам размеров рабочей части, доступным в меню выбора: 6 mm × 10 mm (\$27) для краев поверхностных ран и удлиненный вариант 6 mm × 20 mm (\$29) для более глубокого доступа к цервикальной области и мышцам. Плоская эргономичная рукоятка гарантирует стабильный захват без утомления кисти.

Классифицированный как сертифицированный ручной ретрактор премиум-класса для операционных залов, Retractor Maker производит Senn Green Retractor с антибликовым матовым покрытием, обеспечивающим исключительную жесткость конструкции, долговечность и полную пригодность для стерилизации в больничных операционных и амбулаторных центрах по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest