



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Haight Rippenspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Haight Rippenspreizer

SKU RM-HRS-329-1

\$329 USD

KOMONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Horizontaler Gleitholm	Gleichchassis zur manuellen strukturellen Weitung während der Thorakotomie
2 (Festes Paar)	Festgewinkelte Valven	30 mm × 30 mm knochenhaltende Seitenplatten mit Gewebefensterungen
1	Gewindespindelsperre	Mechanische Arretierung für stabilen Halt auf der gewählten Retraktionsstufe
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichtbauprofile mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Haight Rippenspreizer ist ein essenzieller kardiothorakaler Wundspreizer, der speziell für die sichere, graduelle interkostale Rippentrennung und Freilegung der Brustwand bei Thorakotomien und Lungenresektionen am Erwachsenen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem robusten horizontalen Führungsholm ermöglicht dieses Instrument Thoraxchirurgen die Anwendung gleichmäßiger mechanischer Spreizkräfte auf benachbarte Rippen, wodurch Rippenfrakturen vermieden werden und gleichzeitig ein ungehinderter Zugang zur Pleurahöhle gewährleistet bleibt.

Gefertigt nach klinischen Rahmenvorgaben verfügt dieses Haight Rippenspreizer-Komplettset (\$329) über einen hochbelastbaren horizontalen Gleitholm zur manuellen Weitung bis zu einer maximalen horizontalen Ausdehnung von 120 mm. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) messen die festgewinkelten lateralen Valven 30 mm × 30 mm. Strategisch platzierte kreisförmige Fensterungen verankern das Instrument sicher an der Kortikalis, ohne zu verrutschen. Die

Gewindespindel-Arretierung sorgt für stabilen Halt in der gewählten Retraktionsposition, während die ergonomischen Arme mit glatten Außenkanten Weichteilschäden verhindern.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish fertigt Retractor Maker den Haight Rippenspreizer so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet thoraxchirurgischen Abteilungen, Kardiologien und Traumazentren weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest