



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur auto-statique Wiltse-Gelpi

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteur auto-statique Wiltse-Gelpi

**SKU** RM-WGSRR-1

**\$99 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                                                              | SKU / DÉTAILS | PRIX (USD) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Configuration 28.0 cm — Bras à courbure externe, pointes aiguës, crémaillère | RM-WGSRR-1-1  | \$99       |
| Modèle 30.5 cm — Bras courbés vers l'extérieur, pointes acérées, crémaillère | RM-WGSRR-1-2  | \$109      |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur auto-statique Wiltse-Gelpi est un écarteur chirurgical spécialisé pour l'orthopédie et le rachis, conçu pour fournir une rétraction musculaire profonde et statique lors des approches paraspinales et postérolatérales (approche de Wiltse). Doté de bras courbés vers l'extérieur à longue portée, cet instrument s'ancre fermement dans les plans musculaires multifidus et longissimus, maintenant un couloir opératoire fixe vers les articulations facettaires et les processus transverses.

Conçu pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en conservant une force structurelle exceptionnelle, cette série Wiltse-Gelpi est proposée en deux longueurs : une configuration de 28 cm (\$99) pour les couloirs lombaires postérieurs adultes standards, et une version étendue de 30.5 cm (\$109) pour les sites musculaires profonds ou bariatriques. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil des pointes présente des bras incurvés vers l'extérieur se terminant par des pointes acérées pour permettre une séparation précise des tissus et un ancrage sécurisé sans glissement peropératoire. Son mécanisme de verrouillage à crémaillère maintient la contre-traction de manière fiable pendant la décortication et la pose de vis pédiculaires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur auto-statique Wiltse-Gelpi pour supporter des charges mécaniques lourdes, offrant aux centres du rachis et aux services de neurochirurgie une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest