



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Murphy Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Murphy Ekartör

SKU RM-MR-195-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2 Dişli (8.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Uçlu (13.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Dişli (18.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Dişli (28.0 mm genişlik)	RM-MR-195-1-4	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Murphy Ekartör; genel, plastik ve ortopedik prosedürlerde güvenilir, kaymayan yumuşak doku ve yara kenarı retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş temel bir cerrahi tırmık ekartördür. Çoklu kavisli diş yapısıyla tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların fokal doku yırtılmasına veya kaymaya neden olmadan kutanöz ve subkutanöz düzlemlerde homojen manuel karşı çekiş uygulamasına olanak tanır.

Tam prosedürel adaptasyon için üretilen bu Murphy Ekartör, konforlu bir erişim mesafesi sağlayan 19.5 cm'lik standart bir toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, seçilebilir diş konfigürasyonları ve uç genişlikleri sunar: 8.0 mm çalışma ucuyla 2 Dişli (\$44), 13.0 mm çalışma ucuyla 3 Dişli (\$49), 18.0 mm çalışma ucuyla 4 Dişli (\$54) ve 28.0 mm genişliğinde kapsamlı çalışma ucuyla 6 Dişli (\$59). Cerrahlar, kompresyon travmasını minimize eden nazik doku manipülasyonu için Küt uçlar veya son derece güvenilir, kaymayan doku kavrama için Keskin uçlar arasında seçim yapabilirler. Ergonomik damla halka sapı, yorulmadan çekme kuvveti uygulanmasını sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Murphy Ekartör, tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki ameliyathaneler için yüksek korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest