



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Goelet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Goelet

SKU RM-GLR-185-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Goelet	Comprimento de 18.5 cm, lâminas duplas de 38 mm e 45 mm — 1	\$44
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte — 1	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Goelet é um afastador cirúrgico versátil de extremidade dupla, projetado especificamente para fornecer exposição confiável e atraumática de tecidos moles e margens de feridas durante operações gerais, ortopédicas e plásticas de pequeno porte. Desenvolvido com lâminas curvas lisas e arredondadas em ambas as extremidades de trabalho, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos afastem margens cutâneas, tecido subcutâneo e camadas musculares sem causar necrose por pressão localizada ou laceração tecidual.

Construído para uma adaptabilidade intraoperatória contínua, esta configuração padrão do Afastador Goelet apresenta um comprimento total de instrumento de 18.5 cm (\$44). Seu design de extremidade dupla integra duas larguras de lâmina distintas e assimétricas — incorporando uma lâmina de 38 mm de largura em uma extremidade para afastamento de incisões estreitas e focadas, e uma lâmina de 45 mm de largura na extremidade oposta para elevação muscular mais ampla. O cabo central sólido proporciona controle manual equilibrado e estabilidade antiderrapante durante exposições cirúrgicas prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Goelet para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos ambulatoriais, unidades de trauma e salas de operação em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)