



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Abdominal Saldanha-Solz

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Abdominal Saldanha-Solz

SKU RM-SSAR-235-1

\$199 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Abdominal Saldanha-Solz	Longitud total de 23.5 cm, hoja curva optimizada para tejidos	\$199
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$199

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Abdominal Saldanha-Solz es un separador especializado para cirugía plástica estética y reconstructiva, diseñado específicamente para proporcionar una elevación amplia de tejidos blandos y una visibilidad superior durante la lipoabdominoplastia y el esculpido corporal de alta definición. Diseñado para soportar colgajos cutáneos abdominales gruesos, este instrumento permite a los cirujanos plásticos mantener bolsillos operativos amplios sin comprometer la vascularización dérmica ni desgarrar los frágiles lóbulos adiposos.

Construido para resistir ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con garantía de por vida contra óxido y defectos, esta configuración del Separador Abdominal Saldanha-Solz presenta una longitud total de 23.5 cm (\$199). Forjado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de su hoja presenta un diseño de extremo único optimizado para tejidos, contorneado explícitamente para proteger las estructuras abdominales durante las maniobras de recolección de grasa y plicatura muscular. Su mango ergonómico de alta resistencia proporciona una palanca manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos durante procedimientos prolongados de contorno corporal.

Con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Abdominal Saldanha-Solz para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, brindando a los centros de cirugía estética, plástica y reconstructiva de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest