



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra
Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra Óptica

SKU RM-SNRFOG-22-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra Óptica	22 cm de longitud, hoja de 9.5 / 16 mm, canal de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra Óptica es un separador quirúrgico oral y maxilofacial iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para combinar la protección ósea con iluminación óptica directa y sin sombras a lo largo de la rama mandibular superior. Diseñado para engancharse en la escotadura sigmoidea, este instrumento dirige luz de alta intensidad hacia los corredores profundos infratemporales y submasetéricos, lo que permite a los cirujanos ejecutar cortes de osteotomía vertical con absoluta confianza anatómica.

Construido para proporcionar un equilibrio óptimo entre el alcance de acceso y el control manual, esta configuración del Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra Óptica presenta una longitud total de herramienta de 22 cm (\$139). Forjado a mano a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el perfil de la hoja de trabajo incorpora un diseño cóncavo de 9.5 mm / 16 mm con una geometría de punta totalmente curva que se ancla firmemente en el hueso cortical. El conjunto de iluminación integrado cuenta con un diseño de canal de guía de fibra óptica integrado con un conector universal compatible con fuentes de luz de quirófano estándar (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), eliminando las sombras en campos intraorales profundos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante en las superficies metálicas, Retractor Maker produce el Separador para Escotadura Sigmoidea con Guía de Fibra Óptica para resistir protocolos de esterilización en autoclave de alta frecuencia, proporcionando a las salas de cirugía ortognática, de trauma y craneofacial en todo el mundo una claridad óptica excepcional, rigidez estructural y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest