



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs capsulaires

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs capsulaires

SKU RM-CR-ORTHO-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Griffe unique (Pointue)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Griffes doubles (Pointues ou Mousses)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Trois griffes	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs capsulaires sont des instruments de chirurgie orthopédique indispensables, conçus spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et sans glissement des capsules articulaires épaisses et des enveloppes de tissus mous fibreux lors des arthroplasties et des chirurgies reconstructrices. Conçus pour naviguer dans les renforcements articulaires profonds, ces instruments permettent aux équipes chirurgicales de maintenir une contre-traction continue sans glisser sur les bords cartilagineux ou osseux lisses.

Conçue pour un effet de levier important sur les articulations, la série d'écarteurs capsulaires présente une longueur totale standard de 10 pouces (environ 25.4 cm) qui maintient les mains de l'assistant hors de la ligne de mire opératoire. Les chirurgiens peuvent configurer l'extrémité travaillante sur trois largeurs de lame (20 mm, 22 mm et 30 mm) associées à des configurations de pointes polyvalentes : une dent unique pointue (\$64), deux dents (\$69) en profils pointus ou mousses, et une configuration à trois dents larges (\$74) qui répartit les forces de maintien sur de larges bandes capsulaires.

Forgés à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique les écarteurs capsulaires pour supporter un couple mécanique rigoureux et des cycles d'autoclavage hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de remplacement articulaire et de traumatologie orthopédique une durabilité et une stabilité clinique exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest