



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Greenberg Simplicity Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Greenberg Simplicity Retractor

SKU RM-GSR-1

\$2,499 USD



コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — スカルクランプポストへのシングルポイント剛性アンカー
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — フレックスアーム装着用の重点的セカンダリートラック
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — 精密なブレード保持のための多軸フリクションフレックスアーム
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — 調節可能な前腕サポートプラットフォーム
1	Greenberg Pattie Tray	3" × 6¾" (7.5 × 16.8 cm) — ニューロパティや器具を保管するためにフレームに装着
1	Compact Sterilization Box	カスタム成形レイアウト — コンパクトな有孔オーガナイザー兼滅菌ボックス
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × ¼" × ¾" — 広範囲の皮質保護のためのエクストラワイドブレード
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × 5/32" × ⅝" — 葉の開創に適したミディアムワイドブレード
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × ⅛" × ½" — 深部半球間アプローチ用の標準ブレード
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × 3/32" × ⅜" — 狭い脳槽経路に適したファインテーパーブレード

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × 1/16" × 1/4" — 繊細な神経・血管分離用のマイクロブレード

製品詳細

Greenberg Simplicity Retractorは、ターゲットを絞った開頭術において、迅速なセットアップと術野の妨げにならないアクセスを可能にする、合理化された省スペース型の脳神経外科用開創システムです。術野周辺のハードウェアの煩雑さを最小限に抑えたい症例に最適で、軽量かつコンパクトな設計ながら妥協のない固定力を提供します。

小開頭術や限局的な露出に最適化されたこのシステムは、6-inchのプライマリーアンカーバー1本、12-inchのフローティングセカンダリーバー1本、9.5-inchの多軸フリクションフレックスアーム4本、および10-inchの人間工学に基づいたハンドレストで構成されています。セットには、フレームに装着可能なパティートレイと、1.6 mmのマイクロチップから19 mmのワイドブレードまで、精密な皮質および深部脳槽の保持要件に対応する5種類の両頭マリアブルテーパードブレードが含まれています。

Retractor Makerが供給するGreenberg Simplicity Retractorは、非磁性の医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテン仕上げが施されています。未滅菌で提供され、繰り返しの手術室サイクルに耐えるよう設計された、カスタム成形のコンパクトな有孔滅菌ボックスに収納された状態で完全オートクレーブ可能です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest