



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Holzhimer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Holzhimer

SKU RM-HSRR-4IN-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador autoestático Holzimer — 4" (10 cm) de longitud, 4×4 dientes externos (Agudos o Romos)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador autoestático Holzimer es un instrumento indispensable para cirugía menor, diseñado específicamente para proporcionar una separación de bordes de herida confiable y una exposición tisular estable sin manos durante procedimientos quirúrgicos superficiales. Diseñado con un chasis ultra compacto, este separador permite a los cirujanos anclar los márgenes de la herida de forma segura, liberando las manos del asistente y preservando una línea de visión sin obstrucciones en campos quirúrgicos estrechos.

Fabricado con un perfil unificado que ahorra espacio para adaptarse a áreas operativas confinadas, este modelo de separador autoestático Holzimer cuenta con una longitud total de instrumento de 4 pulgadas (10 cm, \$49). Sus extremos de trabajo incorporan una disposición de 4×4 puntas curvadas hacia afuera diseñadas para engancharse firmemente detrás de los bordes cutáneos y las capas fasciales superficiales. Los cirujanos pueden personalizar el instrumento con puntas agudas seleccionables para un agarre firme en tejido fibroso o variantes de punta roma para proteger estructuras neurovasculares delicadas. El accionamiento integrado de tornillo micrométrico de precisión garantiza una apertura de brazos suave y microajustable que se mantiene bloqueada bajo contracción sin deslizamientos accidentales.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador autoestático Holzimer para resistir repetidos ciclos de autoclave hospitalarios, proporcionando a las clínicas de cirugía plástica, de mano y general una estabilidad estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y longevidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest