



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Morris Single-Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Morris Single-Ended

SKU RM-MRSE-23-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Morris Single-Ended	230 mm (23 cm) de comprimento total, lâmina sólida em L, cabo fenestrado	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Morris Single-Ended é um afastador cirúrgico geral fundamental, projetado especificamente para proporcionar deslocamento atraumático de tecidos moles e retração muscular durante grandes procedimentos abdominais, pélvicos e torácicos. Desenvolvido com uma lâmina profunda em ângulo reto, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas mantenham camadas musculares pesadas, tecido adiposo e vísceras afastados do corredor operatório de forma limpa.

Construído para maior alcance e alta alavancagem mecânica, esta configuração do Afastador Morris Single-Ended apresenta um comprimento total de 230 mm (23 cm). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria de sua lâmina incorpora uma configuração de lâmina sólida em formato de L em ângulo reto com margens de retenção arredondadas que evitam traumas em órgãos parenquimatosos. O conjunto do cabo apresenta uma estrutura de preensão fenestrada integrada a um chassi de extremidade única que reduz o peso da ferramenta e garante controle manual antiderrapante durante procedimentos de longa duração.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Morris Single-Ended para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica para centros de cirurgia geral e ginecológica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest