



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur urologique Turner-Warwick

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur urologique Turner-Warwick

SKU RM-TWUR-549-1

\$549 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base circulaire auto-statique	Châssis circulaire rigide de 180 mm × 140 mm conçu pour une visibilité à 360 degrés
6	Valves à griffes réglables avec doubles pointes courbes	Valves de rétraction multidirectionnelles de 13 mm × 14 mm pour tissus fibreux
6	Verrous à goupille de rétention à glissement rapide	Fixations manuelles à fente verrouillant la tension des tissus en toute sécurité
2	Bras de préhension ergonomiques	Poignées structurées légères forgées avec des périmètres lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur urologique Turner-Warwick est un système d'écarteur urologique auto-statique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement multidirectionnel étendu des tissus mous et des berges de la plaie lors des interventions urologiques reconstructives, vésicales et pelviennes ouvertes. Conçu avec un châssis circulaire anatomique, ce système permet aux chirurgiens urologues de positionner plusieurs valves à griffes de manière circonférentielle, maintenant la paroi abdominale, les muscles grands droits et le fascia pelvien ouverts sous une tension mécanique continue sans nécessiter l'aide d'un assistant.

Construit selon les spécifications cliniques, cet ensemble complet Turner-Warwick Urological Retractor (\$549) comprend un cadre de base circulaire auto-statique rigide avec une empreinte extérieure de 180 mm × 140 mm, conçu pour offrir une visibilité urologique à 360 degrés. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système comprend 6 valves à griffes réglables avec des

doubles pointes incurvées mesurant 13 mm × 14 mm à l'extrémité active, spécifiquement conçues pour accrocher solidement les gaines de tissu fibreux et les fascias sans glisser. Les 6 verrous à goupille de rétention à glissement rapide sont dotés de fixations manuelles à fente qui bloquent la tension des tissus en position, tandis que les cadres de poignées ergonomiques aux périmètres lisses préviennent les déchirures des tissus mous.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Turner-Warwick Urological Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires d'urologie, aux unités de chirurgie pelvienne et aux centres chirurgicaux du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest