



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракторов для общей хирургии Bookwalter
StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Система ретракторов для общей хирургии Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGSRS-1

\$2,199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Штатив StrongArm PLUS верхнего крепления	Регулируемый по высоте / Шарнирный
1	Усиленный зажим на рельс	Совместим с планкой операционного стола
2	Храповые механизмы	Стандартные без наклона
6	Наклонные храповые механизмы	Многопозиционные
1	Сегментированное кольцо	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 см)
1	Сегментированное кольцо	10½" × 19" (26.7 × 48.3 см)
1	Зеркало Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 см)
2	Зеркала Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 см)
1	Зеркало Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 см)
1	Зеркало Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 см)
1	Зеркало Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 см)
1	Зеркало Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 см)
1	Зеркало Gelpi	Стандартное

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Зеркало гибкое (Malleable)	3" × 6" (7.6 × 15.2 см)
2	Зеркала гибкие (Malleable)	2" × 6" (5.1 × 15.2 см)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	1½" × 6" (3.8 × 15.2 см)
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система ретракторов для общей хирургии Bookwalter StrongArm представляет собой самодержащуюся систему ретракции, установленную на держателе StrongArm PLUS. Держатель крепится к операционному столу и поддерживает раму ретрактора, обеспечивая стабильную фиксацию и освобождая руки хирурга во время открытых общехирургических операций.

Система крепления состоит из регулируемого по высоте шарнирного штатива StrongArm PLUS и усиленного зажима, совместимого с боковой планкой (рельсом) стола. В комплект входят два сегментированных кольца — 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 см) и 10½" × 19" (26.7 × 48.3 см), что позволяет изменять размер и конфигурацию рамы в соответствии с длиной разреза.

Два стандартных ненаклоняемых храповика и шесть многопозиционных наклонных храповых механизмов удерживают каждое зеркало на необходимой глубине и под нужным углом. Набор зеркал включает зеркало Balfour, четыре зеркала Kelly длиной 3", 4", 5" и 6", зеркало Harrington, зеркало Gelpi и четыре гибких зеркала размеров 3" × 6", 2" × 6" и 1½" × 6", что охватывает широкий спектр хирургических доступов.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали. Система Bookwalter StrongArm для общей хирургии является полностью новой, многоразовой и пригодной для автоклавирования. Поставляется нестерильной — перед использованием необходима очистка и стерилизация в соответствии с утвержденными протоколами медицинского учреждения. Для организованного хранения и обработки система поставляется в специальном стерилизационном боксе. Retractor Maker производит данную систему в Сиалкоте, Пакистан, и поставляет ее напрямую больницам, хирургам и дистрибьюторам с минимальным объемом заказа от одного полного комплекта.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest