



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширители Mayo-Collins — комплект из двух  
штук

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Ранорасширите ли Mayo-Collins — комплект из двух штук

**SKU** RM-MCR-SET-1

**\$49 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                            | SKU / ДЕТАЛИ   | ЦЕНА (USD) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| Стандартный — 5 7/8 in, двусторонние лезвия | RM-MCR-SET-1-1 | \$49       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комплект из двух ранорасширителей Mayo-Collins является незаменимым набором инструментов, специально разработанным для надежной ретракции мягких тканей и краев ран на различной глубине при проведении общих, ортопедических и пластических операций. Благодаря контрастным прямоугольным лопаткам на противоположных концах, эти ретракторы позволяют хирургическим бригадам легко переходить от ретракции поверхностных подкожных тканей к элевации более глубоких фасций.

Данный набор Mayo-Collins Retractor-Set of Two выполнен в стандартном профиле, оптимизированном для контролируемого смещения тканей, при общей длине инструмента 15.3 cm (\$49). Каждый инструмент, изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, гарантирует долговечность и коррозионную стойкость. Одна сторона ретрактора оснащена сплошной Г-образной лопаткой, а другая — решетчатой (фенистрированной), сохраняющей прямую видимость операционного поля. Плоская центральная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный, нескользящий ручной контроль.

Кованные инструменты с антибликовым сатиновым матовым покрытием от Retractor Maker выдерживают многократные циклы больничной стерилизации, обладая высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью в автоклаве, что делает их идеальными для операционных залов, травматологических отделений и амбулаторных хирургических центров по всему миру.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest